

**Her evde, ofiste,
araçta ve çantada
bulunması**

**SAĞLIK AÇISINDAN
FAYDALIDIR**



**Anında
Soğuk Kompres**



**Anında
Sıcak Kompres**



**Jel
Kompresler**



**Jel
Göz ve Yüz Maskesi**



**ANINDA
İLK YARDIM
HİJYENİK**

Anında Soğuk Kompres



ANINDA SOĞUK KOMPRES

Anında Soğuk Kompres, birkaç saniyede buz torbasına dönüşebilen bir soğuk kompres paketidir. Ürünün kullanıma hazır hale gelmesi için sadece ürünün ortasında yer alan torbaya kuvvetlice bastırmak ve birkaç saniye sallamak yeterlidir.

Anında Soğuk Kompres, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması için herhangi bir saklama koşulu zorunluluğu gerektirmeden soğuk tedavi uygulanmasına imkan sağlar.

Anında Soğuk Kompres paketi tek kullanımlıktır. Hijyeniktir. Sınırlı bir raf ömrü yoktur. Yıllarca bozulmadan muhafaza edilebilir.

Anında Sıcak Kompres

**ANINDA
İLK YARDIM
HİJYENİK**



ANINDA SICAK KOMPRES

Anında Sıcak Kompres, birkaç saniyede sıcak su torbasına dönüşebilen bir sıcak kompres paketidir. Ürünün kullanıma hazır hale gelmesi için sadece ürünün ortasında yer alan torbaya kuvvetlice bastırmak ve birkaç saniye sallamak yeterlidir.

Anında Sıcak Kompres, acil durumlarda gerekli müdahalenin yapılması için herhangi bir saklama koşulu zorunluluğu gerektirmeden sıcak tedavi uygulanmasına imkan sağlar.

Anında Sıcak Kompres paketi tek kullanımlıktır. Hijyeniktir. Sınırlı bir raf ömrü yoktur. Yıllarca bozulmadan muhafaza edilebilir.

SOĞUK UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR :

- ▼ Burkulmalar, zedelenmeler ve şişlikler
- ▼ Spor yaralanmaları
- ▼ Baş ağrısı ve migren
- ▼ Diş ağrıları
- ▼ Ateş düşürülmesi
- ▼ İkinci derece Yanıklar
- ▼ Böcek sokmaları
- ▼ Sıcak çarpmaları
- ▼ Bayılmalar
- ▼ Tansiyon düşürülmesi
- ▼ Kesikler
- ▼ Burun kanamaları
- ▼ Trafik ve iş kazalarında kopan organların soğuk muhafazası
- ▼ Aşı transferlerinde yedek soğutucu olarak
- ▼ İlk yardım amaçlı tüm müdahaleler



SICAK UYGULANMASI GEREKEN DURUMLAR:

- ▼ Kas katılaşması
- ▼ Romatizma
- ▼ Boyun ağrıları
- ▼ Sırt ağrıları
- ▼ Bel ve mide ağrıları
- ▼ Bayanlarda adet dönemi sancıları
- ▼ Yavaş kan dolaşımı
- ▼ Fizik tedavi
- ▼ Sıcak tedavi gerektiren ilk yardım amaçlı müdahaleler

Göz ve Yüz Maskesi Soğuk - Sıcak



JEL GÖZ MASKESİ

Jel Göz Maskesi, göz ve alın çevresine uygulanacak soğuk / sıcak tedaviler için geliştirilmiş bir üründür.

Çok kullanımlıktır. Hem soğuk hem de sıcak olarak kullanılabilir. İçerdiği jel formülü soğukluğunu / sıcaklığını uzun süre muhafaza etmekle birlikte katılaşmadığı için uygulanması rahattır. Kullanılan lastik ipi sayesinde dinlenirken, TV seyrederken dahi ürünün rahatlıkla uygulanmasına olanak verir.

JEL YÜZ MASKESİ

Jel Yüz maskesi, yüzde uygulanacak soğuk / sıcak tedaviler için tasarlanmış bir üründür.

Çok kullanımlıktır. Hem soğuk hem de sıcak olarak kullanılabilir. İçerdiği jel formülü soğukluğunu / sıcaklığını uzun süre muhafaza etmekle birlikte katılaşmadığı için uygulanması rahattır. Kullanılan tutturucu bantlar sayesinde dinlenirken, TV seyrederken dahi ürünün rahatlıkla uygulanmasına olanak verir.

KULLANIM ALANLARI

Göz ve alın çevresinin dinlendirilmesi, botoks, estetik cerrahi müdahaleler den sonra oluşabilecek küçük morlukların ve çürüklerin tedavisi, spor yaralanmaları, migren, ateş düşürülmesi, sinüs tedavisi burun kanaması, derinin canlanması ve dinç kalması için uygulanacak tedaviler başlıca kullanım alanlarıdır.

Jel Kompresler Soğuk - Sıcak



JEL KOMPRESLER

Jel Kompresler, soğuk tedavi ve sıcak tedavi uygulanmasının tek bir ürünle gerçekleşmesine olanak sağlayan, kullanımı kolay ve pratik bir üründür.

Çok kullanımlıktır. Hem soğuk hem de sıcak olarak kullanılabilir.

İçerdiği jel formülü soğukluğunu / sıcaklığını uzun süre muhafaza etmesini sağlar. Jel Kompres paketleri küçük yaralanmalarda, ağrı ve sıızlarda doğal yol ile ilaçsız tedavi sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Soğuk Kullanım : Jel kompres paketlerini, göz ve yüz maskelerini soğuk kullanmak için buzdolabının dondurucu bölümünde en az 1 saat tutmanız yeterlidir.

Sıcak Kullanım : Jel kompres paketlerini, göz ve yüz maskelerini sıcak uygulamak için kaynar suda 2 dakika bekletmeniz veya mikrodalga fırında en fazla 50 saniye ısıtmanız yeterlidir.



www.megesaglik.com



Sağlığınız için yeni ve pratik çözümler...



İthalatçı Firma / Türkiye Distribütörü

Mege Sağlık Hizmetleri Kimyevi Madde ve Makine San. Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1843 Şişli / İST.
Tel: +90 212 222 42 66 - Faks: +90 212 222 42 78

www.megesaglik.com - info@megesaglik.com